



Toxina Clostridium Botulinum Tipo A


Relleno dérmico de AH

Booster para piel


Dispositivo láser

Cosmecéutica

***Líder mundial
de la industria coreana de toxina botulínica***



WIZMEDI trabaja de forma constante en nuevas ideas para crear productos más calificados que finalmente satisfagan a todos los clientes



WIZTOX^{inj}

Toxina Clostridium Botulinum Tipo A

**Alta
seguridad**



**Alta
satisfacción**

**Alta
pureza**

TOXINA BOTULÍNICA HECHA EN COREA

NIVEL MÁS ALTO DE PUREZA

RELLENO DÉRMICO DE AH

De volumen a sus propios contornos con THE BLACK



CE

THE BLACK 1.0mL

Marcado CE

Un relleno dérmico avanzado,

Formulado con ácido hialurónico de alta pureza

No.1 RELLENO DÉRMICO DE AH

¡El único relleno con una técnica única para crear una matriz perfecta entre gel de AH y partículas de HA para lograr un efecto voluminizador más estable y natural!

Ácido hialurónico de la más alta calidad

Relleno dérmico de nivel aprobado por la CE

Mayor duración

Efecto de volumen más agradable



MARCADO CE



AH de
20 mg/ml



LIDOCAÍNA de
3mg/ml



REDUCE LAS
LÍNEAS FINAS



RELLENO



CONTORNO



Wizf:ll Lidocaine **1.1mL**

Wizf:ll

Lidocaine

Efecto de volumen natural y duradero

Alta seguridad

Menos dolor

Recuperación rápida



AH de
20 mg/ml



LIDOCAÍNA de
3mg/ml



REDUCE LAS
LÍNEAS FINAS



RELLENO



CONTORNO



KAISER300

Premium Rejuvenation Device

“Dispositivo Láser Profesional para Optimizar el Rejuvenecimiento de la Piel”

Rejuvenece tu piel envejecida con el KAISER300
El sistema láser World Frist de 300 Qm para la síntesis optimizada de renovación de la piel

300µm

técnica innovadora basada en objetivos de enfoque

*¿Por qué debemos apuntar a 300 µm?
Enfocándose en estimular los fibroblastos en la dermis papilar en la profundidad exacta de 300 µm, KAISER300 puede maximizar el efecto de regeneración a una escala que va mucho más allá de las expectativas de cualquier usuario.

Estiramiento



Mejora de las arrugas



Mejora de los poros



Regeneración de la piel




Absorción de fármacos




Número de patente 10-2239058
Aparato para irradiar luz

La diferenciación del procedimiento KAISER 300



[Láser fraccionado de CO₂ general]



[KAISER 300]




Pico de potencia ↑ Tiempo de duración ↓

[Láser fraccionado de CO₂ general] -- Optimización --> [KAISER 300]


Profundidad	1000-2000µm	300 µm
Efectos secundarios	ENORME	PEQUEÑO
Tiempo de inactividad	LARGO	CORTO
Dolor	DOLOR SEVERO	CASI SIN DOLOR

→ Rejuvenecimiento óptimo

[KAISER 300]



[Láser fraccionado de CO₂]



BOOSTER PARA LA PIEL

Dr.DMAE Purple 3.5 ml x 5 ampollas

El booster para la piel DMAE especializado para una piel hermosa perenne



DMAE
+
PDRN
+
AH

Mejor efecto en:

- Elevación y endurecimiento de la piel
- Antienvjecimiento
- Mejora del acné

Dr.DMAE Red 3.0 ml x 5 ampollas

Complejo booster para la piel activador de multivitaminas más PDRN



PDRN
+
AH
+
Ingredientes
revitalizantes de la piel

Mejor efecto en:

- Revitalización de la piel
- Enfoque vidrioso brillante
- Luminosidad

Dr.DMAE Blue 2.5 ml x 1 jeringa

Combinación de PN+AH en máxima concentración



PN
+
AH
+
DCCM4
(Ambiente de cultivo de células madre)

Mejor efecto en:

- Mejora de la barrera de la piel dañada
- Concentración de la hidratación
- Calmante de la piel sensible

BOOSTER PARA LA PIEL

Datos clínicos del booster para la piel

Nota: Dado que la piel del paciente es única, los resultados pueden variar según el caso.

- Procedimiento de tratamiento: Dr.DMAE 3.5ml + KAISER 300 (Láser)
Mujer (25) : Acné - Inflamatoria - Secreción excesiva de sebo - Piel grasa



Antes



Después

- Procedimiento de tratamiento: Dr.DMAE Shine de 3.0ml + KAISER 300 (Láser)
Mujer (28) : Piel seca - Tono de piel opaco



Antes



Después

- Procedimiento de tratamiento: Dr.DMAE Rejuve de 2.5ml + KAISER 300 (Láser)
Mujer (55) : Pérdida de elasticidad - Textura áspera de la piel - Tono de piel opaco - Piel seca



Antes



Después

Cuidado especial de la piel después del procedimiento.

Ofrecemos un cuidado profesional para cada rutina de piel saludable.



COSMECÉUTICO

Dr.DMAE aqua ampoule hydration mask 33g x 5EA / caja

(Mascarilla de hidratación de ampolla de agua Dr.DMAE)



Súper hidratación en suero PDRN de 33 mL

Mejor efecto en:

- Un booster intensivo de la humedad para una hidratación profunda y una nutrición intensa de la piel
- La mejor mascarilla de hoja de hidratación para todos los niveles de sequedad

Dr.DMAE enriched cream coating ice pack 20g x 5EA / caja

(Paquete de hielo con recubrimiento de crema enriquecido Dr.DMAE)



Crema cicatrizante PDRN para un perfecto rejuvenecimiento de la piel

Mejor efecto en:

- Aplicando una técnica de enfriamiento única, reduce rápidamente los poros y tensa la piel
- Optimización de la solución de refrigeración

Wicked Snow White Cream 50ml

(Crema Blancanieves Malvada)



Crema tonificante cicatrizante PDRN para un perfecto rejuvenecimiento de la piel

Mejor efecto en:

- Tonificación instantánea
- Nutre la piel para que tenga una textura suave, radiante y saludable

RECONOCIMIENTO GLOBAL Y CERTIFICADOS DE CALIDAD PREMIUM





WIZMEDI CO.,LTD

Página principal. www.wizmedi.kr

Contacto. wizmedisales@wizmedi.kr

Oficina central. #216, B/D No.G12, Daehak-ro 280, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, República de Corea



WIZMEDI

HECHO EN KOREA